



Vscan AirTM

Visualizzazione di più
dettagli. Trattamento
più rapido.



Vscan



Siete pronti a vedere le immagini in modo nuovo?

Immagini cristalline con la potenza di un dispositivo ecografico ad alte prestazioni in una soluzione wireless compatta e leggera.

Pratico formato tascabile

Supporta la diagnosi precoce e aiuta a prendere decisioni rapide in merito alle fasi successive.

Sviluppato per i clinici

Facile da usare, con navigazione intuitiva e ottimizzazione per dispositivi mobili.**



La potenza dell'imaging con sonda doppia

Esecuzione di scansioni superficiali e profonde senza cambiare sonda e senza compromettere la qualità delle immagini.

Resistenza, ridefinita

Resistente a tutte le situazioni che possono verificarsi quotidianamente, come graffi, cadute e perfino temporali.*



*Sonda resistente alle cadute: testata secondo gli standard militari in materia di cadute (MIL-810G). Impermeabilità di grado IP67, compatibile con le tecniche di disinfezione di alto livello.

**Compatibile con una vasta gamma di smartphone e tablet Android e iOS.

Funzionalità di diagnostica ecografica senza scendere a compromessi sulla portabilità o sulla qualità delle immagini



Massima libertà.

Possibilità di spostare Vscan Air ovunque serva* grazie alla connettività wireless e alla massima portabilità. La sonda doppia wireless compatta e leggera offre una soluzione ecografica palmare pratica, resistente e flessibile.



Immagini nitide. Decisioni informate.

Progettato con tecnologia SignalMax™, Vscan Air fornisce immagini cristalline a supporto del rilevamento precoce di patologie e del monitoraggio della terapia.



Al vostro fianco.

Vi accompagniamo nella vostra esperienza con i dispositivi ecografici dalla prima scansione fino ad un utilizzo sicuro. Ottenete il massimo dal vostro sistema, dalle sonde di facile utilizzo e app intuitive fino all'assistenza e agli strumenti formativi di massimo livello offerti da GE Healthcare. Vscan Air viene fornito con una garanzia worry-free di 3 anni.

*Il dispositivo è stato sottoposto a verifiche per un uso limitato al di fuori delle strutture sanitarie professionali. L'uso è limitato alle caratteristiche ambientali descritte nel manuale dell'utente. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante commerciale GE Healthcare di fiducia.

Archiviazione, condivisione e collaborazione sicure

Flusso di dati wireless flessibile:

- DICOM®, inclusi i servizi query dal server Modality Worklist, Store to DICOM PACS, ricezione di Storage Commitment
- Esportazione JPG/MPG in cartelle di rete condivise (supporta l'importazione nella cartella clinica elettronica del paziente)
- Condivisione di immagini anonimizzate automaticamente con altre app
- Non è richiesto il cloud



DICOM server




Shared folder



Other apps

Sicurezza:

- DICOM protetto, inclusa l'opzione di autenticazione peer
- Autenticazione utente sicura
- Richiesta di password per accedere ai dati dei pazienti



Tecnologia SignalMax™

La potenza di un sistema a elevate prestazioni
in una soluzione tascabile

La tecnologia della sonda doppia (2 in 1)
consente di visualizzare l'intera anatomia

Elaborazione del segnale di qualità console
in un chipset miniaturizzato

Straordinaria qualità delle immagini in un
dispositivo palmare wireless

Basato sull'esperienza GE
nell'innovazione in campo ecografico

Vscan Air™
Visualizzazione di più dettagli.
Trattamento più rapido.



COLMA Srl
Viale Della Concordia, 1
62029 Tolentino (MC)
Tel. +39 0733 966390
info@colma.it
www.colma.it

© 2021 General Electric Company - Tutti i diritti riservati. GE, il monogramma GE e Vscan Air sono marchi di General Electric Company. GE Healthcare, una divisione di General Electric Company. GE Medical Systems Inc., operante come GE Healthcare.

DICOM è un marchio registrato della National Electrical Manufacturers Association.

I prodotti citati nella documentazione possono essere soggetti a normative governative e potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. La spedizione e la vendita effettiva possono avvenire solo dopo l'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Per maggiori dettagli, consultare il proprio rappresentante GE di zona.

JB00250IT